

Cine nu trebuie să utilizeze Lumea? Contraindicație

Condiții generale

- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă aveți tipul de piele VI (Nu vă ardeți la soare niciodată sau aproape niciodată, ten foarte închis). În acest caz vă expuneți unui risc sporit de dezvoltare a unor reacții cutanate, precum hiperpigmentare sau hipopigmentare, încroșire puternică sau arsuri.

Notă: Pentru a verifica dacă tipul dvs. de piele permite folosirea aparatului, consultați tabelul cu nuanțe de piele cu numărul 2 de pe pliant.



- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă sunteți însărcinată sau alăptați deoarece dispozitivul nu a fost testat pe femeile însărcinate sau care alăpteză.
- Nu utilizați niciodată aparatul dacă aveți un implant activ, precum un stimulator cardiac, un neurostimulator, o pompă de insulină etc.

Medicație/Istoric

Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă luați oricare dintre medicamentele prezentate mai jos:

- Dacă pielea dvs. este în prezent tratată cu sau a fost tratată recent, în ultima săptămână, cu Alfa-Hidroxii Acizi (AHA), Beta-Hidroxii Acizi (BHA), izotretinoïn administrat topic și acid azelaic.
- Dacă ați luat orice formă de izotretinoïn Accutane sau Roaccutane în ultimele şase luni. Acest tratament poate face pielea mult mai suscetibilă la fisuri, răni și iritații.

- Dacă luați agenți sau medicamente fotosensibilizante, verificați prospectul medicamentului și nu utilizați niciodată dispozitivul dacă se menționează posibilitatea de a genera reacții fotoalergice, reacții fototoxicice sau dacă trebuie să evitați soarele pe durata administrării respectivului medicament.
- Dacă luați medicamente anticoagulante, inclusiv în cazul utilizării aspirinei în cantități mari, într-un mod care nu permite o perioadă de curățare de cel puțin o săptămână înainte de fiecare tratament.

Nu utilizați niciodată aparatul:

- Dacă ați beneficiat de terapie prin radiații sau chimioterapie în ultimele 3 luni.
- Dacă luați analgezice care reduc sensibilitatea pielii la căldură.
- Dacă luați medicamente imunosupresive.
- Dacă ați suferit intervenții chirurgicale în zonele de tratat în ultimele 3 săptămâni.

Patologii/Tulburări

Nu utilizați niciodată aparatul:

- Dacă aveți diabet sau alte boli sistemice sau metabolice.
- Dacă aveți o boală cardiacă congestivă.
- Dacă suferiți de o boală legată de sensibilitatea la lumină, precum eruptia polimorfă la lumină (PMLE), urticarie solară, porfirie etc.
- Dacă aveți antecedente de tulburări legate de colagen, inclusiv antecedente de formare a cheloidului sau antecedente de vindecare grea a rănilor.
- Dacă aveți epilepsie cu sensibilitate la lumină intermitentă.
- Dacă pielea dvs. este sensibilă la lumină și dezvoltă cu ușurință eczeme sau reacții alergice.
- Dacă aveți o afecțiune cutanată, precum cancer de piele activ, dacă aveți antecedente de cancer de piele sau orice alt tip de cancer localizat în zonele de tratat.
- Dacă aveți antecedente de boli vasculare, precum prezența varicelor sau ectaziei vasculare în zonele care vor fi tratate.

- Dacă aveți probleme cu procesul de coagulare a sângeului.
- Dacă aveți antecedente de boli imunosupresive (inclusiv infecție cu HIV sau SIDA).

Starea pielii

Nu utilizați niciodată aparatul:

- Dacă aveți infecții, eczeme, arsuri, foliculi inflamați, lacerații deschise, abraziuni, herpes simplex (herpes labial), răni sau leziuni și hematoame în zonele care vor fi tratate.
- Pe piele iritată (roșie sau tăiată), cu arsuri solare, bronzată recent sau acoperită cu bronz artificial.
- În următoarele zone: Pe alunițe, pistriui, vene mari, zone pigmentate mai încis, cicatrice, anomalii ale pielii fără să vă consultați medicul. Aceasta poate cauza arsuri și modificarea culorii pielii, ceea ce poate îngreuna identificarea afecțiunilor dermatologice.
- În următoarele zone: Pe negi, tatuaje sau machiaj permanent.

Locație/Zone

Nu utilizați niciodată acest dispozitiv în următoarele zone:



- În jurul ochilor și pe sau în apropierea sprâncenelor.
- Pe buze, mameloane, areole, labia minoră, vagin, anus și interiorul nărilor și urechilor.
- Bărbații nu trebuie să îl folosească pe față și gât, în zonele în care crește barba și nici în zona genitală.
- În zonele unde utilizați deodorante de lungă durată. Aceasta poate cauza reacții ale pielii.
- Deasupra sau în apropierea oricărora elemente artificiale precum implanturi cu silicon, porturi de injecție subcutanate (distribuitor de insulină) sau piercing-uri.

Notă: Această listă nu este completă. Dacă nu sunteți sigur(ă) că puteți utiliza aparatul, vă recomandăm să consultați medicul.

Important

Pericol



- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa.
- Dacă aparatul este spart, nu atingeți nicio componentă internă, pentru a evita electrocutarea.
- Combinarea dintre apă și electricitate este periculoasă. Nu utilizați acest aparat în medii umede (de ex., în apropierea unei căzi pline cu apă, a unui duș sau a unei piscine).

Avertisment

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a nu transforma aparatul în obiect de joacă.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sub 15 ani. Adolescentii cu vîrste cuprinse între 15 și 18 ani pot utiliza aparatul cu acordul și/sau sub supravegherea părintilor sau a persoanelor care au autoritate legală asupra acestora. Adulții în vîrstă de cel puțin 18 ani pot utiliza aparatul, fără nicio restricție.
- Întotdeauna verificați aparatul înainte de a-l utiliza. Nu folosiți aparatul sau adaptorul dacă sunt deteriorate. Întotdeauna înlocuiți componenta deteriorată cu una originală.

- Nu utilizați aparatul dacă filtrul UV al ferestrei de ieșire a luminii și/sau accesoriul este deteriorat.
- Nu modificați și nu tăiați nicio parte a adaptorului sau a cablului, deoarece acest lucru conduce la situații periculoase.
- Nu utilizați creioane sau pixuri pentru a marca zonele care trebuie tratate. Acestea pot cauza arsuri ale pielii.
- Dacă aveți pielea de culoare închisă, aveți grijă atunci când tratați o zonă mai închisă imediat după una mai deschisă. Senzorul care detectează nuanța pielii poate să nu blocheze imediat tratamentul din zona mai închisă a corpului.
- Epilarea cu surse intense de lumină cu pulsație poate cauza o creștere accelerată a părului la unele persoane. În baza datelor disponibile în mod curent, persoanele cu riscul cel mai ridicat să aibă această reacție sunt femeile care provin din zona mediteraneană, din Orientul Mijlociu și din Asia de Sud tratate pe față și gât.
- Adaptorul, fereastra de ieșire a luminii și filtrul accesoriilor pot fi foarte fierbinți după utilizare. Nu atingeți adaptorul, partea interioară a ferestrei de ieșire a luminii și nici filtrul sau partea interioară a accesoriilor fără să așteptați răcirea acestora.

⇒

- Acest aparat are o unitate de alimentare detașabilă (consultați simbolul). Utilizează numai adaptorul original furnizat cu acest dispozitiv. Numărul de referință (AD2069x20020HF) se regăsește pe dispozitiv. Litera „x” din număr se referă la tipul de priză din țara dvs.

Notă: Dacă observați o modificare a nuanței pielii de la ultimul tratament (de ex. din cauza bronzării), vă recomandăm să efectuați un test de piele și să așteptați 30 de minute înainte de următorul tratament.